



数据文件: 20210104-17866-SZ927A.dx

序列名称: 2021-01-05 09-26-46+08-00

样品名称: 20210104-17866-SZ927A

仪器: MED

进样体积: 2.0

采集方法: 20210105-LS-1.amx

处理方法: HPLC-chuli2.pmx

手动修改: Manual Integration

项目名称: HPLC

操作者: admin


进样日期: 2021-01-05 22:58:50+08:00

位置: P1-F3


类型: 样品

样品含量: 0.00

VWD1A,Wavelength=214 nm



VWD1B,Wavelength=254 nm





Signal: VWD1A,Wavelength=214 nm

| 保留时间<br>[min] | 类型   | 峰宽 [min] | 峰面积      | 高度      | 峰面积%  | 名称 |
|---------------|------|----------|----------|---------|-------|----|
| 6.651         | MM m | 0.09     | 309.90   | 56.62   | 0.36  |    |
| 6.931         | MM m | 0.33     | 85034.76 | 3839.60 | 98.52 |    |
| 7.710         | MM m | 0.10     | 425.87   | 60.36   | 0.49  |    |
| 8.370         | MM m | 0.13     | 541.50   | 62.14   | 0.63  |    |
| 总和            |      |          | 86312.03 |         |       |    |

Signal: VWD1B,Wavelength=254 nm

| 保留时间<br>[min] | 类型   | 峰宽 [min] | 峰面积      | 高度     | 峰面积%  |
|---------------|------|----------|----------|--------|-------|
| 6.652         | MM m | 0.08     | 7.09     | 1.54   | 0.05  |
| 6.915         | MM m | 0.28     | 15505.78 | 767.69 | 98.57 |
| 7.713         | MM m | 0.12     | 114.69   | 14.15  | 0.73  |
| 8.371         | MM m | 0.13     | 103.43   | 12.06  | 0.66  |
| 总和            |      |          | 15730.98 |        |       |