

样品信息

样品名称: PF05089771

瓶号: 10

进样次数: 1

进样体积: 5.00 ul

运行时间: 30.0 Minutes

采样时间: 2021-6-8 13:22:58 HKT

采集者: System

样品组名称: Y070


采集方法组: Y070_TM3

通道名称: 246.0 纳米

处理通道注释: PDA 246.0 纳米

处理时间: 2021-6-8 16:59:40 HKT

面积百分比报告



	保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	高度 (微伏)	面积 %
1	6.554	11078	848	0.08
2	8.247	13261609	1455788	99.15
3	12.073	19409	1916	0.15
4	12.560	75670	8193	0.57
5	16.700	4516	375	0.03
6	18.732	3327	303	0.02